	FARMAC ZABBAN S.p.A. FASCICOLO TECNICO	FT NR.040 Allegato 7
	Bende anelastiche	Rev. 0 del 12-09-2008

LOTTO N. 27
RIF. 254 – 255 – 256 – 257 – 258 – 259 – 260

SCHEMA TECNICA

Denominazione del prodotto: Bende tubolari elastocompressive per sostegno in rotoli di varie misure
Latex free – Codice Ns. Listino 1309550625 – 1309550750 – 1309550875
1309550010 – 1309550012 – 1309550175 - 1309550325

CODICE CND M03030201

Composizione

+ 90% cotone – poliuretano.

Caratteristiche – Dati tecnici

Fluorescenza: assente.

Colore: beige

Lavorazione a maglia

Lavabili più volte.

Indicazioni d'uso/Applicazioni

Fasce elastiche tubolari di sostegno.

Controindicazioni

Non sono note particolari controindicazioni nell'utilizzo di questo dispositivo; tuttavia è sconsigliato l'utilizzo in quei pazienti notoriamente ipersensibili verso i materiali componenti.


Conservazione


Conservare in luogo fresco, asciutto, lontano da fonti di calore, al riparo da polveri, all'interno della confezione originale, lontano da fiamme libere e al riparo dalla luce solare diretta.

Il dispositivo non risente di temperature minime al di sotto di 0°C ma è consigliabile non superare i 50°C.

Marcatura CE : classe I.

FARMAC ZABBAN S.p.A.
Responsabile Assicurazione Qualità
(Marco Gruppioni)



	FARMAC ZABBAN S.p.A. FASCICOLO TECNICO	FT NR.040 Allegato 7
	Bende anelastiche	Rev. 0 del 12-09-2008

LOTTO N. 27
RIF. 261

SCHEDA TECNICA

Denominazione del prodotto: Salvapelle per bendaggio adesivo mt. 27 x 7 cm. – tipo sottile
Latex free – Codice Ns. Listino 2500832301

CODICE CND M03030202

Composizione

Schiuma poliuretanica

Caratteristiche – Dati tecnici

Monouso

Origine dei materiali: di sintesi.

Indicazioni d'uso/Applicazioni

Strato sottile di schiuma poliuretanica si applica prima di procedere alla fasciatura, quale protezione della stessa.

Controindicazioni

Non sono note particolari controindicazioni nell'utilizzo di questo dispositivo; tuttavia è sconsigliato l'utilizzo in quei pazienti notoriamente ipersensibili verso i materiali componenti.

Conservazione


Conservare in luogo fresco, asciutto, lontano da fonti di calore, al riparo da polveri, all'interno della confezione originale, lontano da fiamme libere e al riparo dalla luce solare diretta.

Il dispositivo non risente di temperature minime al di sotto di 0°C ma è consigliabile non superare i 50°C.

Marcatura CE : classe I.

FARMAC ZABBAN S.p.A.
Responsabile Assicurazione Qualità
(Marco Gruppioni)



	FARMAC ZABBAN S.p.A. FASCICOLO TECNICO	FT NR.048 Allegato 7
	Bende anelastiche	Rev. 0 del 12-09-2008

LOTTO N. 27
RIF. 248 – 249 – 250 – 251

SCHEMA TECNICA

Denominazione del prodotto: Bende anelastiche compressive a corta estensibilità - Latex free – Codice
Ns. Listino 2500825002 – 2500825004 - 2500825005 - 2500825006

CODICE CND M030401010101

Composizione

Cotone 88%
Fibra poliammidica 11%
Poliuretano 1%

Caratteristiche – Dati tecnici

Bende elastiche compressive non adesive a debole elasticità (<100%), monoestensibili longitudinalmente, anelastiche.

Indicazioni d'uso/Applicazioni

La benda si utilizza per il fissaggio di medicazioni agli arti e nel successivo trattamento di distorsioni, fratture e contusioni.

Controindicazioni

Non sono note particolari controindicazioni nell'utilizzo di questo dispositivo; tuttavia è sconsigliato l'utilizzo in quei pazienti notoriamente ipersensibili verso i materiali componenti.


Conservazione

Conservare in luogo fresco, asciutto, lontano da fonti di calore, al riparo da polveri, all'interno della confezione originale, lontano da fiamme libere e al riparo dalla luce solare diretta.

Il dispositivo non resiste di temperature minime al di sotto di 0°C ma è consigliabile non superare i 50°C, salvo che non sia diversamente indicato sulla confezione.

Marcatura CE : classe I.

FARMAC ZABBAN S.p.A.
Responsabile Assicurazione Qualità
(Marco Gruppioni)


	FARMAC ZABBAN S.p.A. FASCICOLO TECNICO	FT NR.049 Allegato 7
	Bende anelastiche	Rev. 0 del 12-09-2008

LOTTO N. 27
RIF. 252 - 253

SCHEDA TECNICA

Denominazione del prodotto: Bende compressive bielastiche non adesive a compressione energica
Latex free – Codice Ns. Listino 2500851301 - 2500851302

CODICE CND M030401010203

Composizione

Cotone 56%
Viscosa 34%
Elastan. 10%.

Caratteristiche – Dati tecnici

Struttura: tessuto a costa

Tipo di orlo: orli a cucitura resistente

Aspetto: le estremità della benda sono saldate

Avvolgimento: avvolto su se stesso

Larghezza della benda (cm.) 8 +/- 0,5
10-12 +/- 0,8

Lunghezza della benda, in estensione (m) 7,0 +/- 0,30

Peso per unità/area,
in estensione (g/m²) longitudinalmente 164 +/- 8,2
lateralmente 90 +/- 4,5

Estensibilità (10 N/cm.) (%) longitudinalmente 160 +/- 10
lateralmente 80 +/- 10

- **Ordito:** Materiale a) filato della tela in cotone
b) elastan rivestito di viscosa
titolo del filato (tex) a) 7,5 tex x 2
b) 320 dtex rivestito di viscosa 167 dtex f 42
n° di fili/10 cm. a) 264
b) 90
354 +/- 2
- **Trama:** Materiale filo ritorto di cotone
titolo del filato (tex) 7,5 tex x 2
n° di fili/10 cm. 82 fili doppi
(in estensione) della trama +/- 2.


Indicazioni d'uso/Applicazioni

La benda va utilizzata per la compressione a seguito di piccoli traumi, distorsioni, fratture e contusioni e comunque nell'ambito di interventi di medicazione.

Usi: Angiologia: varici, flebiti, edemi, linfedemi – Ortopedia: lussazioni, distorsioni, postumi di fratture – Medicina dello sport.

Controindicazioni

Non sono note particolari controindicazioni nell'utilizzo di questo dispositivo; tuttavia è sconsigliato l'utilizzo in quei pazienti notoriamente ipersensibili verso i materiali componenti.

	FARMAC ZABBAN S.p.A. FASCICOLO TECNICO	FT NR.049 Allegato 7
	Bende anelastiche	Rev. 0 del 12-09-2008

Conservazione

Conservare in luogo fresco, asciutto, lontano da fonti di calore, al riparo da polveri, all'interno della confezione originale, lontano da fiamme libere e al riparo dalla luce solare diretta.

Il dispositivo non resiste di temperature minime al di sotto di 0°C ma è consigliabile non superare i 50°C, salvo che non sia diversamente indicato sulla confezione.

Marcatura CE : classe I.

FARMAC ZABBAN S.p.A.
 Responsabile Assicurazione Qualità
 (Marco Gruppioni)

