

CUSCINETTO ASSORBENTE IN TNT



Protocollo- scheda tecnica
No.: lotto 20 - Zetuvit
E
Reparto: MW
Data: 02.05.2006

REGISTRO DEGLI AGGIORNAMENTI

Pagine /Documento	Sostituisce Pagine/Documento	Motivo dell'aggiornamento
1-3 23.09.1997	-----	Nuova scheda tecnica
1-3 07.06.2000		Nuovo strato assorbente colore azzurro
1-4 10.10.2005		Aggiornamento dati
1-4 20.02.2006		Aggiornamento responsabile
1-4 02.05.2006	1-4 20.02.2006	Revisione Reparto

CUSCINETTO ASSORBENTE IN TNT



Protocollo- scheda tecnica
No.: lotto 20 - Zetuvit
E
Reparto: MW
Data: 02.05.2006

1. Descrizione Generale

Molto morbide ed assorbenti le compresse **ZETUVIT® E** presentano un corpo assorbente composto da morbidi fiocchi di cellulosa, dotato di alta capacità di assorbimento e di un ottimo effetto imbottitura.

Lo strato di cellulosa idrorepellente, permeabile all'aria, posto sulla parte posteriore della compressa protegge dalla contaminazione.

Classificazione

Secondo la Direttiva 93/42/CE: Dispositivo medico di classe I sterile e I non sterile.

Codice Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici M040201

Prodotto da Paul Hartmann Francia.

2. Destinazione d'uso

Per il trattamento delle ferite con secrezioni abbondanti in tutti i campi medici; come medicazione secondaria con prodotti tradizionali quali medicazioni in tulle o materiali idroattivi.

Controindicazioni

Nessuna controindicazione.

Istruzioni d'uso

Detergere la lesione ed applicare sulla parte interessata. La banda blu indica il lato superiore.

3. Caratteristiche tecniche

TNT	Tessuto non Tessuto di Polipropilene Thermobond: fibre legate con procedimento termico, senza impiego di leganti chimici
Imbottitura	Fiocchi di cellulosa
Natura delle materie prime	Vegetale
Lattice	assente
Capacità di assorbimento	9,5 g/g (grammi di acqua per grammo di materiale)
Carica Batterica	~10 –19, secondo le Direttive CE
Sterilizzazione	a vapore 121 ° C autoclave
Scadenza	5 anni dalla data di sterilizzazione

CUSCINETTO ASSORBENTE IN TNT



Protocollo- scheda tecnica
No.: lotto 20 - Zetuvit
E
Reparto: MW
Data: 02.05.2006

Misure		10x10	10x20	15x20	15x25	20x20	20x25	20x40
	Area	Peso						
Fluff	300 g/m ²	3,0 g	6,0 g	9,0 g	11,3 g	12,0 g	15,0 g	24,0 g
Tessuto	18 g/m ²	0,4 g	0,8 g	1,1 g	1,4 g	1,5 g	1,8 g	3,0 g
PP-Tessuto non Tessuto blu	30 g/m ²	0,4 g	0,7 g	1,0 g	1,3 g	1,4 g	1,7 g	2,6 g
Tessuto non Tessuto esterno	20 g/m ²	0,7 g	1,2 g	1,7 g	2,0 g	2,1 g	2,6 g	4,0 g
Peso Totale		4,4 g	8,6 g	12,8 g	15,9 g	17,0 g	21,1 g	33,5 g

4. Confezionamento

Zetuvit® E sterile: compresse sigillate singolarmente in peelpack e in scatole ripiegate; successivamente in cartone ondulato per il trasporto in accordo con le norme DIN; quindi su europallets.

Zetuvit® E non sterile: compresse confezionate direttamente in scatole ripiegate; successivamente in cartone ondulato per il trasporto in accordo con le norme DIN; quindi su europallets.

Zetuvit E Sterile

Codice articolo	Misure	Confezioni	Confezioni per cartone
413 770	10 x 10 cm	25 pezzi	10 conf.
413 771	10 x 20 cm	25 pezzi	10 conf.
413 772	15 x 20 cm	25 pezzi	6 conf.
413 773	15 x 25 cm	10 pezzi	10 conf.
413 774	20 x 20 cm	15 pezzi	9 conf.
413 775	20 x 25 cm	15 pezzi	6 conf.
413 776	20 x 40 cm	10 pezzi	6 conf.

Zetuvit E Non Sterile (Sterilizzabile a vapore a 121°)

Codice articolo	Misure	Confezioni	Confezioni per cartone
413 860	10 x 10 cm	50 pezzi	20 conf.
413 861	10 x 20 cm	50 pezzi	12 conf.
413 862	15 x 20 cm	50 pezzi	8 conf.
413 863	15 x 25 cm	50 pezzi	6 conf.
413 864	20 x 20 cm	50 pezzi	6 conf.
413 855	20 x 25 cm	50 pezzi	4 conf.
413 866	20 x 40 cm	30 pezzi	4 conf.

CUSCINETTO ASSORBENTE IN TNT



Protocollo- scheda tecnica
No.: lotto 20 - Zetuvit
E
Reparto: MW
Data: 02.05.2006

5. Numero di Lotto

Lotto N° con 8-digit- code

Es: 9 = anno

44= settimana di produzione

xxxxxxx = per uso interno

6. Metodo di conservazione

E' preferibile la conservazione in luogo asciutto.

PAUL HARTMANN S.p.A.