

Benda **elastica compressiva** per uso flebologico.

Estensibilità di **grado medio** e pari a ca. 170%. Indicata per l'allestimento di **bendaggi di sostegno e di scarico a compressione media**. L'**elevata estensibilità** rende particolarmente **facile** e **controllabile** l'ottenimento della **compressione desiderata**, privilegiandone l'impiego in un campo sempre più vasto. Il suo uso è pertanto consigliato nella **profilassi antitrombotica**, nelle **sindromi edemigene** e nelle **flebostasi**, nel **trattamento dell'insufficienza venosa** e nella terapia di **distorsioni, lussazioni, strappi muscolari e fratture leggere**, particolarmente indicata per l'autobendaggio.

La **traspirazione cutanea è molto elevata** e la morbidezza del tessuto consente una **perfetta tollerabilità** anche da parte di pazienti con **epidermide** particolarmente **delicata**. La **resistenza** al sudore, a pomate, ad unguenti ed all'invecchiamento è **molto elevata**. **Fisioflex "L"** può essere lavata e sterilizzata in autoclave se necessario. La lunghezza in tensione è mt. 7.

#### **FISIOFLEX "L"**

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>MISURE</b>	<b>Pezzi per Confezione</b>
774020	FISIOFLEX "L"	cm. 6 x 7 m.	10
774021	FISIOFLEX "L"	cm. 8 x 7 m.	10
774022	FISIOFLEX "L"	cm. 10 x 7 m.	10
774023	FISIOFLEX "L"	cm. 12 x 7 m.	10
774024	FISIOFLEX "L"	cm. 15 x 7 m.	10
774025	FISIOFLEX "L"	cm. 20 x 7 m.	10

**P.M.A. srl Produttori Medicali Associati**

Sede Legale-27100 Pavia-Via Regno Italico,9-PI 01643540188

Sede operativa e Commerciale-20020 Lainate (MI)- Viale Italia, 5

Tel. 029371555 Fax 029371858 [www.pma.it](http://www.pma.it) [info@pma.it](mailto:info@pma.it)



# BENDA COMPRESSIVA

FISIOFLEX “L”



**Benda elastica compressiva per uso flebologico**

**+PMA<sup>®</sup>**  
PRODUTTORI  
MEDICALI ASSOCIATI

# BENDA COMPRESSIVA

FISIOFLEX “L”



**Benda elastica compressiva per uso flebologico**

**+PMA<sup>®</sup>**  
PRODUTTORI  
MEDICALI ASSOCIATI

DENOMINAZIONE: FISIOFLEX " L " - Benda elastocompressiva.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Benda elastocompressiva con estensibilità longitudinale permanente per compressione media.

Lunghezza in tensione: mt. 5 ca - mt 7 ca.

Lunghezza a riposo: mt. 1,90 ca - mt. 2,60 ca.

Estensibilità: 170% +/- 10% ca.

Peso del tessuto: gr/mq. 355 a riposo; gr/mq. 132 in tensione.

Permeabilità al vapore acqueo: molto elevata.

Composizione tessile: 85% di cotone, 15% elastam.

INDICAZIONI:

- Bendaggi di sostegno e di scarico con compressione media.
- Complesso sintomatico varicoso.
- Profilassi antitrombotica.
- Sindromi edemigene e flebostasi
- Trattamento post-chirurgico e terapia dell'insufficienza venosa
- Bendaggi di sostegno e scarico nelle distorsioni, lussazioni, contusioni, strappi muscolari e fratture leggere.
- Prevenzione e cura di traumi sportivi e da lavoro

DOSAGGIO ED APPLICAZIONE:

L'impiego generico prevede un'estensione del bendaggio pari a circa il 65% della massima estensibilità.

Tale valore può essere comunque variato ad esclusivo giudizio dello specialista a seconda della tecnica adottata e della compressione ottimale da applicare.

CONTROINDICAZIONI:

Non sono note controindicazioni specifiche se non allergia individuale ad uno dei componenti tessili o stati patologici che consiglino l'uso di bendaggi compressivi.

CONSERVAZIONE:

Il prodotto va conservato a temperatura ambiente e comunque ben lontano da fonti di calore.

LIMITAZIONI DI LEGGE:

Non esiste limitazione alcuna alla vendita.

CONFEZIONAMENTO:

Individualmente confezionate in scatole di cartone commercializzate in confezione da 10 pezzi.

Provvista di graffette per il fissaggio.

Misure disponibili: cm. 6, 8, 10, 12,15 , 20.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

La particolare combinazione di fibre tessili, consente una traspirazione cutanea molto elevata , una lunga durata ed un'elevata resistenza a pomate, sudore, secreti ed invecchiamento. Può essere lavata e sterilizzata in autoclave (120 gradi C./20 min./1 atm.) per l'uso in sala operatoria. FISIOFLEX "L" e' molto morbida ed e' perciò particolarmente apprezzata dalle persone anziane e da tutti coloro che possiedono un'epidermide delicata e sensibile.

La sua elevata estensibilità rende particolarmente facile e controllabile l'ottenimento della compressione desiderata privilegiandone pertanto l'impiego in campi sempre più vasti.

Prodotto da **P.M.A. srl** – Provvisto di marchio **CE** – **Dispositivo di CLASSE I** – **Prodotto Latex Free (senza lattice)** –

Validità 5 anni dalla data di produzione.