

SCHEMA TECNICA**RULLO DI GARZA IDROFILA PER MEDICAZIONE**
non sterile

DISPOSITIVO MEDICO MONOUSO di CLASSE I per uso esterno, prodotto da SA.VE.PA. S.a.s. – Via Della Repubblica 28 – 20020 ARESE (MI)

Prodotte con garza idrofila puro cotone 100% - filato America 1° 32/40 titolo 12/8 - prima qualità - bianco candido - tessitura regolare - non obliqua - esente da sfilaccature - priva di cimose - non sfibrata dal candeggio ed asciugatura con passaggio alla calandra

- peso gr. 29 Ca. il mtq.
- la garza non ingiallisce alla sterilizzazione

misure : **MT.5 X 120 CM. - MT.10 X 120 CM.**

confezione: incarto singolo ad anello,

imballo : in scatole di cartone da 100 rulli.

SAGGI F.U. IX Edizione:

Materia prima:	cotone 100%
Riduzioni:	ordito n.fili 10 cm.120 trama n.battute 10 cm.80
Tempo immersione:	3 secondi
Acidità – alcalinità:	assenti
Sostanze tensioattive:	assenti
Amidi e destrine:	assenti
Sostanze coloranti:	assenti
Fluorescenza:	assente
Sostanze solubili in H₂O acqua:	0,9%
Sostanze solubili in etere:	0,215%
Ceneri solforiche:	0,84%
Corpi estranei:	assenti
Perdita essiccamento:	4,80%
Carico rottura:	ordito N/5 cm.165 trama N/5 cm.98

SA.VE.PA Sas

BIOBURDEN inferiore a 700 UFC/gr. su prodotto non sterile.

Nome commerciale del prodotto: Rulli di garza idrofila non sterili.

Ditta produttrice : SA.VE.PA. S.a.s. Via Della Repubblica 28 – 20020 ARESE (MI)

Validità del prodotto : 5 anni dalla data di preparazione (fabbricazione) a confezione integra.

Articolo non soggetto a registrazione presso il Ministero della Sanità.

Modalità d'uso: esclusivamente per uso esterno come bendaggio per mantenere rigido un arto slogato o per sostenere una medicazione.

Modalità di conservazione: il prodotto deve essere conservato a temperatura ambiente, in luogo asciutto, al riparo dalla polvere e dalla luce diretta, e lontano da fonti di calore.

SCHEDA TECNICA**BENDE DI GARZA IDROFILA PER MEDICAZIONE**
non sterile

DISPOSITIVO MEDICO MONOUSO di CLASSE I per uso esterno, prodotto da SA.VE.PA. S.a.s. – Via Della Repubblica 28 – 20020 ARESE (MI)

Prodotte con garza idrofila puro cotone 100% - filato America 1° 32/40 titolo 12/8 - prima qualità - bianco candido - tessitura regolare - non obliqua - esente da sfilaccature - priva di cimose - non sfibrata dal candeggio ed asciugatura con passaggio alla calandra –

- peso gr. 30 Ca. il mtq.
- la garza non ingiallisce alla sterilizzazione

misure : **cm. 5 x 5 m. – cm. 7x 5 m. - cm. 10 x 5 m. - cm. 15 x 5 m. - cm. 20 x 5 m.**

confezione: incarto singolo ad anello, in pacchetti da 10 bende.

imballo : in scatole di cartone da 100/200 bende.

SAGGI F.U. IX Edizione:

Materia prima:	cotone 100%
Riduzioni:	ordito n.fili 10 cm.120 trama n.battute 10 cm.80
Tempo immersione:	3 secondi
Acidità – alcalinità:	assenti
Sostanze tensioattive:	assenti
Amidi e destrine:	assenti
Sostanze coloranti:	assenti
Fluorescenza:	assente
Sostanze solubili in H₂O acqua:	0,11%
Sostanze solubili in etere:	0,19%
Ceneri solforiche:	0,11%
Corpi estranei:	assenti
Perdita essiccamento:	5,77%
Carico rottura:	ordito N/5 cm.181 trama N/5 cm.101

BIOBURDEN inferiore a 700 UFC/gr. su prodotto non sterile.

Nome commerciale del prodotto: **Bende di garza idrofila non sterili.**

Ditta produttrice : **SA.VE.PA. S.a.s. Via Della Repubblica 28 – 20020 ARESE (MI)**

Validità del prodotto: **5 anni dalla data di preparazione (fabbricazione) a confezione integra.**

Articolo non soggetto a registrazione presso il Ministero della Sanità.

Modalità d'uso: **esclusivamente per uso esterno come bendaggio per mantenere rigido un arto slogato o per sostenere una medicazione.**

Modalità di conservazione: **il prodotto deve essere conservato a temperatura ambiente, in luogo asciutto, al riparo dalla polvere e dalla luce diretta, e lontano da fonti di calore.**

SCHEDA TECNICA**BENDE DI GARZA IDROFILA PER MEDICAZIONE**
non sterile

DISPOSITIVO MEDICO MONOUSO di CLASSE I per uso esterno, prodotto da SA.VE.PA. S.a.s. – Via Della Repubblica 28 – 20020 ARESE (MI)

Prodotte con garza idrofila puro cotone 100% - filato America 1° 32/40 titolo 12/8 - prima qualità - bianco candido - tessitura regolare - non obliqua - esente da sfilacciature - priva di cimose - non sfibrata dal candeggio ed asciugatura con passaggio alla calandra –

- peso gr. 30 Ca. il mtq.
- la garza non ingiallisce alla sterilizzazione

misure : **cm. 10 x 10 m. – cm. 12x 10 m. - cm. 15 x 10 m.**

confezione: incarto singolo ad anello, in pacchetti da 10 bende.

imballo : in scatole di cartone da 100/200 bende.

SAGGI F.U. IX Edizione:

Materia prima:	cotone 100%
Riduzioni:	ordito n.fili 10 cm.120 trama n.battute 10 cm.80
Tempo immersione:	3 secondi
Acidità – alcalinità:	assenti
Sostanze tensioattive:	assenti
Amidi e destrine:	assenti
Sostanze coloranti:	assenti
Fluorescenza:	assente
Sostanze solubili in H₂O acqua:	0,11%
Sostanze solubili in etere:	0,19%
Ceneri solforiche:	0,11%
Corpi estranei:	assenti
Perdita essiccamento:	5,77%
Carico rottura:	ordito N/5 cm.181 trama N/5 cm.101

BIOBURDEN inferiore a 700 UFC/gr. su prodotto non sterile.

Nome commerciale del prodotto: **Bende di garza idrofila non sterili.**

Ditta produttrice : **SA.VE.PA. S.a.s. Via Della Repubblica 28 – 20020 ARESE (MI)**

Validità del prodotto: **5 anni dalla data di preparazione (fabbricazione) a confezione integra.**

Articolo non soggetto a registrazione presso il Ministero della Sanità.

Modalità d'uso: **esclusivamente per uso esterno come bendaggio per mantenere rigido un arto slogato o per sostenere una medicazione.**

Modalità di conservazione: **il prodotto deve essere conservato a temperatura ambiente, in luogo asciutto, al riparo dalla polvere e dalla luce diretta, e lontano da fonti di calore.**

SCHEMA TECNICA**BENDE DI GARZA IDROFILA ORLATE PER MEDICAZIONE****non sterile**

DISPOSITIVO MEDICO MONOUSO di CLASSE I per uso esterno, prodotto da SA.VE.PA. S.a.s. – Via Della Repubblica 28 – 20020 ARESE (MI)

Prodotte con garza idrofila puro cotone 100% - filato America 1° 32/40 titolo 12/8 - prima qualità - bianco candido - tessitura regolare - non obliqua - esente da sfilaccature - priva di cimose - non sfibrata dal candeggio ed asciugatura con passaggio alla calandra

- peso gr. 30 Ca. il mtq.
- la garza non ingiallisce alla sterilizzazione

misure : **cm. 1x5 m. - cm.2x5 m. – cm.5x5 m. – cm.7x5 m. - cm.10x5 m. - cm.15x5 m.**

confezione: incarto singolo ed in pacchetti da 10 bende.

imballo : in scatole di cartone da 100/200 bende.

SAGGI F.U. IX Edizione:

Materia prima:	cotone 100%
Riduzioni:	ordito n.fili 10 cm.120 trama n.battute 10 cm.80
Tempo immersione:	3 secondi
Acidità – alcalinità:	assenti
Sostanze tensioattive:	assenti
Amidi e destrine:	assenti
Sostanze coloranti:	assenti
Fluorescenza:	assente
Sostanze solubili in H₂O acqua:	0,10%
Sostanze solubili in etere:	0,24%
Ceneri solforiche:	0,12%
Corpi estranei:	assenti
Perdita essiccamento:	5,80%
Carico rottura:	ordito N/5 cm.185 trama N/5 cm.97

BIOBURDEN inferiore a 700 UFC/gr. su prodotto non sterile.

Nome commerciale del prodotto: **Bende di garza idrofila orlate non sterili**

Ditta produttrice : **SA.VE.PA. S.a.s. Via Della Repubblica 28 – 20020 ARESE (MI)**

Validità del prodotto: **5 anni dalla data di preparazione (fabbricazione) a confezione integra**

Articolo non soggetto a registrazione presso il Ministero della Sanità.

Modalità d'uso: **esclusivamente per uso esterno come bendaggio per mantenere rigido un arto slogato o per sostenere una medicazione. Per uso interno negli orifizi del corpo per uso temporaneo.**

Modalità di conservazione: **il prodotto deve essere conservato a temperatura ambiente, in luogo asciutto, al riparo dalla polvere e dalla luce diretta, e lontano da fonti di calore.**