



OF_CJCARE_it_IT_REV2



**Cuscino
Care**

Fatturare a :

Ragione sociale:

Via:

Città:

Provincia

Tel:

C.A.P.

Fax:



Spedire a:

Data Ordine:

Num. Ordine: (ripetere su tutte le pagine)

Quantità richiesta:

Destinazione d'uso:

L'ausilio è destinato all'utilizzo come cuscino da inserire sulla seduta, serve per la prevenzione di ulcere e/o piaghe da decubito. Può essere utilizzato per uso domiciliare e/o su strutture protette.

- ☐ Ordine
☐ Preventivo

- = Standard □ = Opzione con sovrapprezzo
○ = Opzione senza sovrapprezzo

Inviare l'ordine via fax al numero: 0523-1880753
oppure all'indirizzo ordini@sunrisemedical.it

CODICE REPERTORIO DM: vd Note

Codice di rimborso

Riconducibile per omogeneità funzionale ai codici N.T.

03.33.03.012 Cuscino composito con base anatomica preformata o base con formazione personalizzata integrata con fluidi automodellanti

Portata massima : 113 Kg

MISURE

PRODOTTO COMPLETO

		LARGHEZZA SEDUTA		
PROFONDITA' SEDUTA	cm	40	45	50
	40	3105NI	3100NI	
	45	3106NI	3101NI	3109NI

L'ausilio offerto è conforme ai requisiti richiesti nel
Vs. allegato 4 'Caratteristiche dei prodotti'

Il cuscino Jay Care è studiato per essere utilizzato su carrozzine dotate di telini rilasciati o incurvati, quindi le misure maggiori del cuscino hanno lo scopo di riempire le curve dei teli di sedile e schienale per fare meglio corrispondere la superficie di appoggio alle reali misure della carrozzina.

RICAMBI E ACCESSORI

*C ☐ Fodera per incontinenza

Qta

NOTE

* Per ordinare la fodera anteporre la lettera C al codice presente nella matrice sopra indicata

CODICE REPERTORIO DM:

cod SM	cod Rep.
3100NI	62296/R
3101NI	62313/R
3105NI	62315/R
3106NI	62319/R
3109NI	62323/R

VASSILLI s.r.l.
IL PRESIDENTE
Betto Vassilli

Sunrise Medical S.r.l.

Indirizzo: via Riva 20, Montale - 29122 Piacenza

Tel. +39 0523 573111

Fax. +39 0523 570060

E-mail: info@sunrisemedical.it

Per ulteriori informazioni
visitate il nostro sito internet
www.SunriseMedical.it

© Sunrise Medical 1/1