

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

INTERCENTER

Atto del Dirigente: DETERMINAZIONE n° 329 del 30/11/2016

Proposta: DIC/2016/319 del 30/11/2016

Struttura proponente: INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

Oggetto: ATTO DI ESCLUSIONE PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI AGHI SIRINGHE AGHI CANNULA E TAPPI PER CATETERE 3

Autorità emanante: IL DIRETTORE - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

Firmatario: ALESSANDRA BONI in qualità di Direttore

Luogo di adozione: BOLOGNA data: 30/11/2016

INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI IL DIRETTORE

Vista la Legge regionale 24 maggio 2004 n. 11, relativa all'istituzione di Intercent-ER, Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1992/2012 "Contratto di lavoro ai sensi dell'art. 18 L.R. n. 43/2001 per l'affidamento dell'incarico di Direttore dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo dei Mercati Telematici Intercent-ER", con la quale la dott.ssa Alessandra Boni è stata designata quale Direttore di INTERCENT-ER;

Premesso che:

- con determinazione n. 44 del 20/02/2015 è stata indetta una procedura aperta a rilevanza europea, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006, per la stipula di una Convenzione, avente ad oggetto la "Fornitura di aghi, siringhe, aghi cannula e tappi per catetere 3;
- l'entità complessiva dell'appalto è determinata in un importo massimo nel triennio di € 39.540.070,00 IVA esclusa, così suddiviso:

Lotto 1	per un importo di	€	745.515,00
Lotto 2	per un importo di	€	586.600,00
Lotto 3	per un importo di	€	309.010,00
Lotto 4	per un importo di	€	1.392.175,00
Lotto 5	per un importo di	€	1.030.025,00
Lotto 6	per un importo di	€	58.695,00
Lotto 7	per un importo di	€	258.240,00
Lotto 8	per un importo di	€	733.610,00
Lotto 9	per un importo di	€	18.385,00
Lotto 10	per un importo di	€	193.930,00
Lotto 11	per un importo di	€	28.480,00
Lotto 12	per un importo di	€	64.825,00
Lotto 13	per un importo di	€	1.800,00
Lotto 14	per un importo di	€	6.280.440,00
Lotto 15	per un importo di	€	21.060,00
Lotto 16	per un importo di	€	95.260,00
Lotto 17	per un importo di	€	15.750,00
Lotto 18	per un importo di	€	126.000,00
Lotto 19	per un importo di	€	373.255,00
Lotto 20	per un importo di	€	2.496.960,00

Lotto 21	per un importo di	€	125.320,00
Lotto 22	per un importo di	€	6.445.,00
Lotto 23	per un importo di	€	733.830,00
Lotto 24	per un importo di	€	50.235,00
Lotto 25	per un importo di	€	9.630,00
Lotto 26	per un importo di	€	41.625,00
Lotto 27	per un importo di	€	44.715,00
Lotto 28	per un importo di	€	76.610,00
Lotto 29	per un importo di	€	168.195,00
Lotto 30	per un importo di	€	32.440,00
Lotto 31	per un importo di	€	106.275,00
Lotto 32	per un importo di	€	1.485.160,00
Lotto 33	per un importo di	€	6.912.000,00
Lotto 34	per un importo di	€	4.550.475,00
Lotto 35	per un importo di	€	1.901.450,00
Lotto 36	per un importo di	€	4.513.970,00
Lotto 37	per un importo di	€	822.135,00
Lotto 38	per un importo di	€	834.755,00
Lotto 39	per un importo di	€	614.000,00
Lotto 40	per un importo di	€	1.679.790,00

- i Lotti di cui sopra verranno aggiudicati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.83 del D.Lgs. 163/2006;
- con atto Prot. n. IC/2015/5988 del 18/06/2015 è stata nominata la Commissione giudicatrice della gara in oggetto;
- la Commissione giudicatrice, visti i verbali del 4.8.2016; 30.8.2016; 22.9.2016; 6.10.2016; 18.10.2016; 25.10.2016; 16.11.2016; 25.11.2016; 29.11.2016 ha proceduto fra l'altro alla valutazione dei lotti 8-9-14-15-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 dai quali risulta esclusa dal prosieguo della gara la Ditta RAYS s.p.a. per il lotto 14 secondo le motivazioni di seguito indicate:

LOTTO	DITTA OFFERENTE	MOTIVAZIONE PER L'ESCLUSIONE
14	RAYS s.p.a.	La Commissione nella seduta del 30.8.2016 verbale n. 28, dal riesame della campionatura presentata dalla Ditta RAYS SPA, rileva che al contrario di quanto verificato in prima battuta i prodotti offerti non presentano semplicemente stampigliature su etichetta, ma quelli offerti come ID 14.02 "Ago per penne da insulina G31 x 8 mm" e ID 14.03 "Ago per penne da insulina G31 x da 5 a 6 mm", risultano "rietichettati", sul prodotto è stata apposta una etichetta adesiva

	<p>che copre quanto precedentemente stampigliato sul confezionamento. La Commissione stante quanto previsto in Capitolato Tecnico e cioè "L'etichettatura dei prodotti deve essere conforme alla Direttiva 93/42/CEE sui "Dispositivi Medici", attuata con D.Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 e successive modifiche e integrazioni. Le stampigliature o le impressioni a secco dovranno essere apposte direttamente sulle singole confezioni e non con etichette autoadesive." ritiene che i prodotti non risultino in possesso dei requisiti minimi richiesti in Capitolato e rileva che la Ditta debba essere esclusa dal prosieguo della gara per il lotto in questione.</p> <p>Si esclude pertanto la ditta RAYS s.p.a. dal prosieguo della gara per il lotto 14.</p>
--	---

- la Commissione giudicatrice, visti i verbali n. 27 del 4.8.2016; n. 30 del 6.10.2016; n.31 del 18.10.2016; n. 32 del 25.10.2016; n. 33 del 16.11.2016 dai quali si evince che risultano escluse dal prosieguo della gara per il lotto indicato le Ditte sottoelencate il cui prodotto offerto in valutazione non ha superato la meta' piu' uno del punteggio ottenuto a seguito della procedura di riparametrizzazione secondo le motivazioni contenute nei prospetti Allegato 1, 2,3,4,5,6:

LOTTO	DITTA OFFERENTE	PUNTEGGIO TOTALE
8	RAYS s.p.a.	25,26
23	HS HOSPITAL SERVICE s.p.a.	25,69
23	DIEMME Dispositivi Medici s.r.l.	24,13
24	HS HOSPITAL SERVICE s.p.a.	22,92
24	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM s.p.a.	23,44
24	DIEMME DISPOSITIVI MEDICI s.r.l.	24,48
26	VIGEO s.r.l.	19,93
28	ARS CHIRURGICA s.r.l.	19,19
28	HS HOSPITAL SERVICE s.p.a.	22,67

29	ARS CHIRURGICA s.r.l.	17,44
29	BECTON DICKINSON ITALIA s.p.a.	16,57

Dato atto dell'assenza temporanea dal servizio della d.ssa Patrizia Bertuzzi, responsabile del Servizio Strategie d'Acquisto;

Dato atto del parere allegato;

DETERMINA

1. sulla base di quanto specificato in premessa in merito alla partecipazione delle Ditte alla gara "Fornitura di aghi, siringhe, aghi cannula e tappi per catetere 3" di escludere dal proseguo della gara le Ditte per i Lotti di seguito elencati:

DITTE	LOTTI
RAYS s.p.a.	8 14
HS HOSPITAL SERVICE s.p.a.	23 24 28
DIEMME Dispositivi Medici s.r.l.	23 24
AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM s.p.a.	24
VIGEO s.r.l.	26
ARS CHIRURGICA s.r.l.	28 29
BECTON DICKINSON ITALIA s.p.a.	29

2. di trasmettere il presente atto ai soggetti di cui all'art. 79, comma 5, del D.lgs. 163/06.

IL DIRETTORE

(Dott.ssa Alessandra Boni)

LOTTO 8 : SIRINGA PER INSULINA SENZA SPAZIO MORTO CON PUNTI		RAYS SPA
AGO TERMOSALDATO		InSulLight
Produttore		
Codice/i prodotto/i		SU5-30G08 SU5-29G013 SU3-30G08
REF		SU5-30G08 SU5-29G013 SU3-30G08
Produttore		RAYS SPA
Pezzi		100 pz
	PUNTI	
FACILITA' PENETRAZIONE DELL'AGO. Agevole penetrazione e scorrevolezza dell'ago nel passaggio attraverso i tessuti. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	19	La Commissione ha eseguito la prova su simulatore e anche alla luce delle schede di prova sul territorio, ha valutato discretamente la penetrazione e la scorrevolezza dell'ago.
VAI		0,5
RIPARAMETRIZZAZIONE		0,5
PUNTI ASSEGNATI		9,50
FUNZIONALITA' COMPLESSIVA. Buona presa e fine maneggevolezza dell'impugnatura, facilità di lettura della scala graduata, atraumaticità e confort per il paziente. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	19	I prodotti offerti hanno discreta impugnatura, una discreta stabilità della presa, la scorrevolezza dello stanturo è sufficiente. La scala graduata ha numeri e tacche troppo piccoli e ravvicinati che non facilitano la lettura, la rimozione del copriago è sufficiente. Il prodotto è lievemente traumatico pertanto il confort per il paziente è discreto. Il giudizio della Commissione, anche alla luce delle prove eseguite sul territorio, è sufficiente
VAI		0,25
RIPARAMETRIZZAZIONE		0,25
PUNTI ASSEGNATI		4,75
CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO. Praticità del sistema di apertura a garanzia di apertura in modo asettico della confezione, il confezionamento deve garantire al momento dell'apertura la permanenza dell'assemblaggio tra copriago/ago. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	8	Il prodotto è in confezionamento singolo. Il sistema di apertura è dotato di un invito (peel open) identificato con una freccia e la scritta peel open. Il sistema di saldatura è uniforme, e consente di aprire la confezione senza sforzo separando con facilità le due parti del confezionamento. Il confezionamento garantisce al momento dell'apertura la permanenza dell'assemblaggio tra copriago/ago. Il giudizio della Commissione è buono
VAI		0,75
RIPARAMETRIZZAZIONE		1
PUNTI ASSEGNATI		8,00
SOLUZIONI PER LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO DEGLI IMBALLAGGI SECONDARI E TERZIARI. Quantità e peso degli imballaggi secondari e terziari. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	2	Non vengono indicate particolari soluzioni per la riduzione degli imballaggi in termini di peso e quantità. Il giudizio della Commissione è insufficiente/non valutabile
VAI		0
PUNTI ASSEGNATI		0,00
UTILIZZO DI IMBALLI SECONDARI E TERZIARI COSTITUITI DA MATERIALE RICICLATO. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo il seguente scala: ≥ 90% in peso se in carta o cartone, ≥ 60% in peso se plastica. SI = 1 NO = 0	2	gli imballi in carta e cartone sono realizzati con materiale riciclato nella misura dell'90%
PUNTI ASSEGNATI		2
TOTALE PUNTI ASSEGNATI		24,25
TOTALE PUNTI ASSEGNATI DOPO RIPARAMETRIZZAZIONE	50	25,26

LOTTO 23 : AGO SPINALE CON PUNTA ATRAUMATICA		Punteggio massimo w/	HS HOSPITAL SERVICE SPA	DIEMME DISPOSITIVI MEDICI SRL
Prodotto	Spinneedle S type			egemen
Codice/i prodotto/i	SPS2209-I SPS2509-I SPS2709-I		SPS2209-I SPS2509-I SPS2709-I	TSP2290- TSPPK2790- TSPAK2590
REF	SPS2209-I SPS2509-I SPS2709-I		SPS2209-I SPS2509-I SPS2709-I	TSP2290- TSPPK2790- TSPAK2590
Produttore	H.S. Hospital Service S.p.a.		H.S. Hospital Service S.p.a.	TMT Tibbi Medikal Maizeme San. Tic. LTD Turkey
Pezzi	20 pezzi		20 pezzi	25 pezzi
	PUNTI			
FACILITA' DI PENETRAZIONE DELL'AGO. Agevole penetrazione e scorrevolezza dell'ago nel passaggio attraverso i tessuti. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	16		0,5 0,67 10,67	0,5 0,67 10,67
VAI			0,5	0,5
RIPARAMETRIZZAZIONE			0,67	0,67
PUNTI ASSEGNATI			10,67	10,67
CARATTERISTICHE DELL'IMPUGNATURA. Buona presa, fine maneggevolezza per percezione piani di penetrazione. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	14		0,25 0,25 3,50	0,5 0,50 7,00
VAI			0,25	0,5
RIPARAMETRIZZAZIONE			0,25	0,50
PUNTI ASSEGNATI			3,50	7,00
CARATTERISTICHE DEL CONO. Trasparenza idonea a visualizzare il riempimento. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	10		0,25 0,25 2,50	0,25 0,25 2,50
VAI			0,25	0,25
RIPARAMETRIZZAZIONE			0,25	0,25
PUNTI ASSEGNATI			2,50	2,50
CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO. Praticità del sistema di apertura a garanzia di apertura in modo sterile della confezione, il confezionamento deve garantire al momento dell'apertura la permanenza dell'assemblaggio tra copri ago/ago, ago/siringa. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	6		1 1 6,00	0,5 0,5 3,00
VAI			1	0,5
RIPARAMETRIZZAZIONE			1	0,5
PUNTI ASSEGNATI			6,00	3,00
SOLUZIONI PER LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO DEGLI IMBALLAGGI SECONDARI E TERZIARI. Quantità e peso degli imballaggi secondari e terziari. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	2		0 0,00	0 0,00
VAI			0	0
PUNTI ASSEGNATI			0,00	0,00
UTILIZZO DI IMBALLI SECONDARI E TERZIARI COSTITUITI DA MATERIALE RICICLATO. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo il seguente scala: > 90% in peso se in cartà o cartone, > 80% in pesc se plastica. SI = 1 NO = 0	2		SI	NO
PUNTI ASSEGNATI			2	0
TOTALE PUNTI ASSEGNATI	50		24,67	23,17
TOTALE PUNTI ASSEGNATI DOPO RIPARAMETRIZZAZIONE			25,69	24,13

LOTTO 24 : AGO SPINALE CON PUNTA ATRAUMATICA MISURE SPECIALI	HS HOSPITAL SERVICESPA	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM SPA	DIEMME DISPOSITIVI MEDICI SRL
Prodotto	AGO SPINALE PUNTA MATITA	Reganesth Spinalnadel pencil point	EGEMEN
Codice/i prodotto/i	GM25124-I GM27124-I	81840- 81540	TSPPK25120 TSPPK27120
REF	GM25124-I GM27124-I	81840- 81540	TSPPK25120 TSPPK27120
Produttore	H.S. Hospital Service S.p.a.	Tansmed Medizintechnik GmbH & Co. KG Germany	TMT Tibbi Medikal Malzeme San. Tic. LTD Turkey
Pezzi	10 pz	20 pz	25 pz
Punteggio massimo o w i			
PUNTI			
FACILITA' DI PENETRAZIONE DELL'AGO. Agevole penetrazione e scorrevolezza dell'ago nel passaggio attraverso i tessuti. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 - Insufficiente/non valutabile 0,0	La Commissione anche alla luce delle schede di prova sul territorio, ha valutato discreta la penetrazione e la scorrevolezza dell'ago.	La Commissione anche alla luce delle schede di prova sul territorio, ha valutato discreta la penetrazione e la scorrevolezza dell'ago.	La Commissione anche alla luce delle schede di prova sul territorio, ha valutato discreta la penetrazione e la scorrevolezza dell'ago.
VAI	0,5	0,5	0,5
RIPARAMETRIZZAZIONE	0,5	0,5	0,5
PUNTI ASSEGNATI	8,00	8,00	8,00
CARATTERISTICA DELL'IMPUGNATURA. Buona presa, fine maneggevolezza per percezione piani di penetrazione. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 - Insufficiente/non valutabile 0,0	La Commissione, anche alla luce delle schede di prova sul territorio, ha valutato sufficiente la presa e la maneggevolezza del dispositivo e sufficiente la di penetrazione. Il giudizio della Commissione è sufficiente	La Commissione, anche alla luce delle schede di prova sul territorio, delle schede di prova sul territorio, ha valutato discreta la presa e la maneggevolezza del dispositivo e discreta la percezione dei piani di penetrazione. Il giudizio della Commissione è discreto	La Commissione, anche alla luce delle schede di prova sul territorio, ha valutato discreta la trasparenza del cono e sufficiente la rapidità di riempimento. Il giudizio della Commissione è sufficiente
VAI	0,25	0,25	0,5
RIPARAMETRIZZAZIONE	0,25	0,25	0,50
PUNTI ASSEGNATI	3,50	3,50	7,00
CARATTERISTICHE DEL CONO. Trasparenza idonea a visualizzare il riempimento. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 - Insufficiente/non valutabile 0,0	La Commissione, anche alla luce delle schede di prova sul territorio, ha valutato discreta la trasparenza del cono e sufficiente la rapidità di riempimento. Il giudizio della Commissione è sufficiente	La Commissione, anche alla luce delle schede di prova sul territorio, ha valutato discreta la trasparenza del cono e sufficiente la rapidità di riempimento. Il giudizio della Commissione è discreto	La Commissione, anche alla luce delle schede di prova sul territorio, ha valutato discreta la trasparenza del cono e sufficiente la rapidità di riempimento. Il giudizio della Commissione è sufficiente
VAI	0,25	0,5	0,25
RIPARAMETRIZZAZIONE	0,25	0,5	0,25
PUNTI ASSEGNATI	2,50	5,00	2,50
CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO. Praticità del sistema di apertura a garanzia di apertura in modo sterile della confezione, il confezionamento deve garantire al momento dell'apertura la permanenza dell'assemblaggio dei vari componenti. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	Il sistema di apertura è dotato di un invito (peel open) su entrambe i lati del confezionamento, il sistema di e saldatura è uniforme. Il confezionamento garantisce al momento dell'apertura la permanenza dell'assemblaggio tra copri ago/ago. Il giudizio della Commissione, anche alla luce delle prove eseguite sul territorio, è ottimo	Il sistema di apertura è dotato di un invito (peel open), di dimensioni ridotte, facilmente utilizzabile, il sistema di saldatura è uniforme. Il confezionamento consente una perfetta separazione tra le due parti del momento dell'apertura la permanenza dell'assemblaggio tra copri ago/ago. Il giudizio della Commissione, anche alla luce delle prove eseguite sul territorio, è ottimo	Il sistema di apertura è dotato di un invito (peel open), identificato con una freccia, facilmente utilizzabile, il sistema di saldatura è uniforme. Il confezionamento è uniforme. Il momento dell'apertura la permanenza dell'assemblaggio tra copri ago/ago. Il giudizio della Commissione, anche alla luce delle prove eseguite sul territorio, è ottimo
VAI	1	1	1
RIPARAMETRIZZAZIONE	1	1	1
PUNTI ASSEGNATI	6,00	6,00	6,00
SOLUZIONI PER LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO DEGLI IMBALLAGGI SECONDARI E TERZIARI. Quantità e peso degli imballi secondari e terziari. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	Non vengono indicate particolari soluzioni per la riduzione degli imballaggi in termini di peso e quantità. Il giudizio della Commissione è insufficiente/non valutabile	Non vengono indicate particolari soluzioni per la riduzione degli imballaggi in termini di peso e quantità. Il giudizio della Commissione è insufficiente/non valutabile	Non vengono indicate particolari soluzioni per la riduzione degli imballaggi in termini di peso e quantità. Il giudizio della Commissione è insufficiente/non valutabile
VAI	0	0	0
PUNTI ASSEGNATI	0,00	0,00	0,00
UTILIZZO DI IMBALLI SECONDARI E TERZIARI COSTITUITI DA MATERIALE RICICLATO. La commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo il seguente scala: > 90% in peso se in carta o cartone, > 60% in peso se plastica. SI = 1 NO = 0	La relazione presentata non sono realizzati con materiale riciclato nella misura del 100%	La relazione presentata non viene indicata la percentuale di utilizzo di materiale riciclato negli imballaggi secondari e terziari.	La Commissione, anche alla luce delle prove eseguite sul territorio, è ottimo
VAI	no	no	no
PUNTI ASSEGNATI	2,00	0,00	0,00
TOTALE PUNTI ASSEGNATI	22,00	22,50	23,50
TOTALE PUNTI ASSEGNATI DOPO RIPARAMETRIZZAZIONE	22,92	23,44	24,48

LOTTO 26 : AGO ANGOLOATO A 90° PER SISTEMI IMPIANTABILI TIPO HUBER		Punteggio massimo w/	VIGEO SRL
Prodotto	Ago di huber con prolunga		
Codice/i prodotti/i	LR1920 LR2220 LR2020		
REF	LR1920 LR2220 LR2020		
Produttore	FB Medical s.a.s.		
Pezzi	50 pz.		
PUNTI			
FACILITA' DI PENETRAZIONE DELL'AGO. Agevole penetrazione e scorrevolezza di penetrazione dell'ago. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	16		
VAI	0,25		
RIPARAMETRIZZAZIONE	0,33		
PUNTI ASSEGNATI	5,33		
CARATTERISTICA DELL'IMPUGNATURA. Presa efficace atta a garantire la precisione di inserimento. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 - Insufficiente/non valutabile 0,0	10		
VAI	0,25		
RIPARAMETRIZZAZIONE	0,25		
PUNTI ASSEGNATI	2,50		
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI FISSAGGIO. Facilità d'uso, confort per il paziente. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 - Insufficiente/non valutabile 0,0	8		
VAI	0,25		
RIPARAMETRIZZAZIONE	0,25		
PUNTI ASSEGNATI	2,00		
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI CLAMPAGGIO. Maneggevolezza del sistema di clampaggio regolabile della linea di connessione. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 - Insufficiente/non valutabile 0,0	6		
VAI	0,5		
RIPARAMETRIZZAZIONE	0,67		
PUNTI ASSEGNATI	4,00		
CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO. Praticità del sistema di apertura a garanzia di apertura in modo sterile della confezione, il confezionamento deve garantire al momento dell'apertura la permanenza dell'assemblaggio tra copri ago/ago e tappo di protezione. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	6		
VAI	0,75		
RIPARAMETRIZZAZIONE	0,75		
PUNTI ASSEGNATI	4,50		
SOLUZIONI PER LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO DEGLI IMBALLAGGI SECONDARI E TERZIARI. Quantità e peso degli imballi secondari e terziari. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	2		
VAI	0		
PUNTI ASSEGNATI	0,00		
UTILIZZO DI IMBALLI SECONDARI E TERZIARI COSTITUITI DA MATERIALE RICICLATO. La commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo il seguente scala: > 90% in peso se in carta o cartone, > 60% in peso se plastica. SI = 1 NO = 0	2		
VAI	NO		
PUNTI ASSEGNATI	0,00		
TOTALE PUNTI ASSEGNATI	50		
TOTALE PUNTI ASSEGNATI DOPO RIPARAMETRIZZAZIONE	19,93		

LOTTO 28 - SET ADULTI PER ANESTESIA PERIDURALE CONTINUA CON CATETERE A PUNTA MORBIDA		ARS CHIRURGICA SRL		HS HOSPITAL SERVICE SPA	
Prodotto	EPIDURAL KIT	KIT PER ANESTESIA PERIDURALE CONTINUA	EPIDURAL KIT		
Codice/i prodotto/i		MTK02300K-M	EPK18080		
REF		MTK02300K-M	EPK18080		
Produttore		ESAFARMA S.r.l. Italy	HS HOSPITAL SERVICE SPA		
Pezzi		10 pz	5 pz		
	PUNTI				
FACILITA' DI PENETRAZIONE DELL'AGO. Agevole penetrazione e scorrevolezza dell'ago nel passaggio attraverso i tessuti. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	10	La Commissione ha eseguito la prova su simulatore e anche prova su simulatore e anche alla luce delle schede di prova sul territorio, ha valutato sul territorio, ha valutato sufficiente la penetrazione e la scorrevolezza dell'ago.	La Commissione ha eseguito la prova su simulatore e anche prova su simulatore e anche alla luce delle schede di prova sul territorio, ha valutato sufficiente la penetrazione e la scorrevolezza dell'ago.		
VAI		0,25	0,25	0,25	
RIPARAMETRIZZAZIONE		0,25	0,25	0,25	
PUNTI ASSEGNATI		2,50	2,50	2,50	
CARATTERISTICHE DELL'IMPUGNATURA. Buona presa, fine maneggevolezza per percezione piani di penetrazione. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	8	La Commissione anche alla luce delle schede di prova sul territorio valuta discreta l'efficacia della presa che garantisce sufficiente maneggevolezza e sufficiente percezione dei piani di penetrazione. Il giudizio della Commissione è sufficiente	La Commissione anche alla luce delle schede di prova sul territorio valuta discreta l'efficacia della presa che garantisce sufficiente maneggevolezza e sufficiente percezione dei piani di penetrazione. Il giudizio della Commissione è sufficiente		
VAI		0,25	0,25	0,5	
RIPARAMETRIZZAZIONE		0,25	0,25	0,5	
PUNTI ASSEGNATI		2,00	2,00	4,00	
CARATTERISTICHE DELLA SIRINGA. Scorrevolezza e tenuta dello stantuffo LOR. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	6	La Commissione anche alla luce delle schede di prova sul territorio valuta discreta la scorrevolezza dello stantuffo, sufficiente la tenuta dello stantuffo e il LOR. Il giudizio della Commissione è buona	La Commissione anche alla luce delle schede di prova sul territorio valuta buona la scorrevolezza dello stantuffo, sufficiente la tenuta dello stantuffo e il LOR. Il giudizio della Commissione è buona		
VAI		0,25	0,25	0,75	
RIPARAMETRIZZAZIONE		0,25	0,25	0,75	
PUNTI ASSEGNATI		1,50	1,50	4,50	
CARATTERISTICHE DEL CATETERE. Resistenza, N fori LAT per buona infusione, identificazione per imaging. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente/non valutabile 0,0	6	La Commissione valuta buona la morbidezza della punta e assolutamente insufficiente la prova sul territorio valuta discreta la resistenza indispensabile per l'iniezione del farmaco, partecipazione al lotto stesso, discreta la visibilità delle tacche di prononità e discreta la radiopacità. Il giudizio della Commissione è discreto	La Commissione valuta buona la morbidezza della punta e assolutamente insufficiente la prova sul territorio valuta discreta la resistenza indispensabile per l'iniezione del farmaco, partecipazione al lotto stesso, discreta la visibilità delle tacche di prononità e discreta la radiopacità. Il giudizio della Commissione è insufficiente		
VAI		0,5	0,5	0	
RIPARAMETRIZZAZIONE		0,5	0,5	0	
PUNTI ASSEGNATI		3,00	3,00	0,00	
CARATTERISTICHE DEL CONNETTORE. Facilità di inserimento, tenuta perfetta. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente/non valutabile 0,0	7	La Commissione anche alla luce delle schede di prova sul territorio valuta discreta la facilità di inserimento del connettore sul catetere e discreta la tenuta della connessione. Il giudizio della Commissione è discreto	La Commissione anche alla luce delle schede di prova sul territorio valuta discreta la facilità di inserimento del connettore sul catetere e discreta la tenuta della connessione. Il giudizio della Commissione è discreto		
VAI		0,5	0,5	0,5	
RIPARAMETRIZZAZIONE		0,5	0,5	0,5	
PUNTI ASSEGNATI		3,50	3,50	3,50	
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI FISSAGGIO. Sistema sicuro e confortevole per il paziente. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente/non valutabile 0,0	5	La Commissione anche alla luce delle schede di prova sul territorio valuta insufficiente il sistema di fissaggio proposto	La Commissione anche alla luce delle schede di prova sul territorio valuta insufficiente il sistema di fissaggio proposto		
VAI		0	0	0	
RIPARAMETRIZZAZIONE		0	0	0	
PUNTI ASSEGNATI		0,00	0,00	0,00	
CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO. Praticità del sistema di apertura a garanzia di apertura in modo sterile della confezione, il confezionamento deve garantire al momento dell'apertura la permanenza dell'assemblaggio dei vari componenti. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	4	Il sistema di apertura è dotato di un invito (peel open) posto sull'angolo e identificato con una ziguratara, il sistema di saldatura è uniforme. Il momento dell'apertura garantisce la permanenza dell'assemblaggio dei vari componenti. Il giudizio della Commissione, anche alla luce delle prove eseguite sul territorio, è ottimo	Il sistema di apertura è dotato di un invito (peel open) posto sull'angolo e identificato con i lati della una ziguratara, il sistema di saldatura è uniforme. Il momento dell'apertura garantisce la permanenza dell'assemblaggio dei vari componenti. Il giudizio della Commissione è insufficiente/non valutabile		
VAI		1	1	0,75	
RIPARAMETRIZZAZIONE		1	1	0,75	
PUNTI ASSEGNATI		4,00	4,00	3,00	
SOLUZIONI PER LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO DEGLI IMBALLAGGI SECONDARI E TERZIARI. Quantità e peso degli imballaggi secondari e terziari. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	2	Non vengono indicate particolari soluzioni per la riduzione degli imballaggi in termini di peso e quantità. Il giudizio della Commissione è insufficiente/non valutabile	Non vengono indicate particolari soluzioni per la riduzione degli imballaggi in termini di peso e quantità. Il giudizio della Commissione è insufficiente/non valutabile		
VAI		0	0	0	
PUNTI ASSEGNATI		0,00	0,00	0,00	
UTILIZZO DI IMBALLI SECONDARI E TERZIARI COSTITUITI DA MATERIALE RICICLATO. La commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: > 90% in peso se in carta o cartone, > 60% in peso se plastica. SI = 1 NO = 0	2	gli imballi in carta e cartone sono realizzati con materiale riciclato nella misura dell'80%	gli imballi in carta e cartone sono realizzati con materiale riciclato nella misura dell'100%		
VAI		0	0	0	
PUNTI ASSEGNATI		0,00	0,00	2,00	
TOTALE PUNTI ASSEGNATI	50	16,50	16,50	19,50	
TOTALE PUNTI ASSEGNATI DOPO RIPARAMETRIZZAZIONE		19,19	19,19	22,67	

LOTTO 29 : SET ADULTI PER ANESTESIA PERIDURALE CONTINUA		ARS CHIRURGICA SRL		BECTON DICKINSON ITALIASPA	
Prodotto	Prodotto	Kit per anestesia peridurale continua	Perisafe Plus		
Codici/Produttori	Codici/Produttori	MTK02300/K-R	401508M		
REF	REF	MTK02300/K-R	APM6862-3		
Produttore	Produttore	ESAFARMA S.r.l. Italy	Molnlycke Health Care		
Pezzi	Pezzi	10 pz	12 pz		
PUNTI	PUNTI				
FACILITA' DI PENETRAZIONE DELL'AGO. Agevole penetrazione e scorrevole dell'ago nel passaggio attraverso i tessuti. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 - Insufficiente/non valutabile 0,0	10	0,25	0,25	0,25	
VAI		0,25	0,25	0,25	
RIPARAMETRIZZAZIONE		0,25	0,25	0,25	
PUNTI ASSEGNATI		2,50	2,50	2,50	
CARATTERISTICA DELL'IMPUGNATURA. Buona presa, fine maneggevolezza per percezione piani di penetrazione. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 - Insufficiente/non valutabile 0,0	8	0,25	0,25	0,25	
VAI		0,25	0,25	0,25	
RIPARAMETRIZZAZIONE		0,25	0,25	0,25	
PUNTI ASSEGNATI		2,00	2,00	2,00	
CARATTERISTICHE DELLA SIRINGA. Scorrevolezza e tenuta dello stantuffo. LOR. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 - Insufficiente/non valutabile 0,0	6	0,25	0,25	0,25	
VAI		0,25	0,25	0,25	
RIPARAMETRIZZAZIONE		0,25	0,25	0,25	
PUNTI ASSEGNATI		1,50	1,50	1,50	
CARATTERISTICHE DEL CATETERE. Resistenza, N fot LAT per buona infusione, identificazione per imaging. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	6	0,25	0,25	0,25	
VAI		0,25	0,25	0,25	
RIPARAMETRIZZAZIONE		0,25	0,25	0,25	
PUNTI ASSEGNATI		1,50	1,50	1,50	
CARATTERISTICHE DEL CONNETTORE. Facilità di inserimento, tenuta perfetta. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	7	0,25	0,25	0,25	
VAI		0,25	0,25	0,25	
RIPARAMETRIZZAZIONE		0,25	0,25	0,25	
PUNTI ASSEGNATI		3,50	3,50	3,50	
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI FISSAGGIO. Sistema sicuro e confortevole per il paziente. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	5	0,25	0,25	0,25	
VAI		0,25	0,25	0,25	
RIPARAMETRIZZAZIONE		0,25	0,25	0,25	
PUNTI ASSEGNATI		0	0	0	
CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO. Praticità del sistema di apertura a garanzia di apertura in modo sterile della confezione, il confezionamento deve garantire al momento dell'apertura la permanenza dell'assemblaggio dei vari componenti. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	4	0,25	0,25	0,25	
VAI		0,25	0,25	0,25	
RIPARAMETRIZZAZIONE		0,25	0,25	0,25	
PUNTI ASSEGNATI		4,00	4,00	4,00	
SOLUZIONI PER LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO DEGLI IMBALLAGGI SECONDARI E TERZIARI. Quantità e peso degli imballaggi secondari e terziari. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0	2	0,75	0,75	0,75	
VAI		0,75	0,75	0,75	
RIPARAMETRIZZAZIONE		0,75	0,75	0,75	
PUNTI ASSEGNATI		3,00	3,00	3,00	
UTILIZZO DI IMBALLI SECONDARI E TERZIARI COSTITUITI DA MATERIALE RICICLATO. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: > 90% in peso se in carta o cartone, > 60% in peso se plastica. SI = 1 NO = 0	0	0,00	0,00	0,00	
VAI		0,00	0,00	0,00	
PUNTI ASSEGNATI		0	0	0	
TOTALE PUNTI ASSEGNATI	50	0,00	0,00	2,00	
TOTALE PUNTI ASSEGNATI		15,00	14,25	14,25	
TOTALE PUNTI ASSEGNATI DOPO RIPARAMETRIZZAZIONE		17,44	16,57	16,57	

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

INTERCENTER

Alessandra Boni, Direttore INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI, in sostituzione del Responsabile del Servizio Strategie D'acquisto dott.ssa Patrizia Bertuzzi temporaneamente assente dal servizio esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i. e della determinazione n. 140/2009 e successive modifiche ed integrazioni, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DIC/2016/319

data 30/11/2016

IN FEDE

Alessandra Boni